

Gelenkpunktat-Set

MATERIAL



1. Nativ-Röhrchen



2. EDTA-Röhrchen

TRANSPORTRÖHRCHEN FÜR GELENKPUNKTAT

Für die Analysen aus Gelenkpunktat benötigen Sie nur noch zwei Röhrchen:

1. Nativ-Röhrchen

Steriles, DNA-freies Nativröhrchen für Mikroskopie (Kristalle und Leukozyten) und gegebenenfalls für die Durchführung einer Breitspektrum-PCR (erfasst alle Mikroorganismen) oder für den gezielten Nachweis von nicht kultivierbaren Mikroorganismen wie *Borrelia burgdorferi* oder *Chlamydia trachomatis*. Aus diesem Röhrchen werden auch Harnsäure, Protein und LDH (Laktat-Dehydrogenase) bestimmt.

2. **EDTA-Röhrchen** mit violetter Deckel für die Zellzählung (Leukozytenanzahl).

BESTELLEN

Sie können das Gelenkpunktat-Set mit dem Materialbestellformular oder telefonisch bestellen.

050	Gelenkpunktat-Set (Neu nur 2 Röhrli: 1x Nativ (roter Deckel), 1x EDTA (violetter Deckel))
-----	---