

MATERIALBESTELLUNG

Ausgefüllte Bestellung bitte faxen an **061 261 66 05**

Datum

Visum

BD-VACUTAINER-System

| Art.Nr. | Bezeichnung | Stück | Pack |
|---------|--|-------|------|
| 010 | Serumröhrchen mit Trenngel, 8.5 ml, <i>gold</i> | | |
| 010b | Serumröhrchen ohne Trenngel (Nativblut), 10 ml, <i>rot</i> | | |
| 011 | Na-Citratröhrchen zur Gerinnungsdiagnostik (1:10), 2.7 ml, <i>h/blau</i> | | |
| 012 | Blutsenkung, 5 ml, Glas, <i>schwarz</i> | | |
| 013 | EDTA-Röhrchen (Hämat/HbA1c), 4 ml, <i>lila</i> | | |
| 013b | EDTA-Röhrchen (HIV PCR), 10 ml, <i>lila</i> | | |
| 014 | Na-Fluoridröhrchen (Glucose und Lactat), 2 ml, <i>grau</i> | | |
| 015 | Spurenelement-Serumröhrchen, 6 ml, <i>königsblau</i> | | |
| 016 | Lithium-Heparin, 6 ml, <i>grün</i> | | |
| 017 | Na-Heparin Spurenelement-Vollblutröhrchen, 7 ml, <i>königsblau</i> | | |
| 010k | Kapillarblut Serum-Gel (Microtainer), 400-600 µl, <i>gold</i> | | |
| 013k | Kapillarblut EDTA (Microtainer), 250-500 µl, <i>lila</i> | | |
| 051 | Kanüle, 20G/0.9 mm, <i>gelb</i> | | |
| 052 | Kanüle, 21G/0.8 mm, <i>grün</i> | | |
| 053 | Kanüle, 22G/0.7 mm, <i>schwarz</i> | | |
| 054 | Lueradapter, <i>blau</i> | | |
| 055 | Halter, Einweg-Produkt, <i>weiss</i> | | |
| 056 | Halter Spezial Pronto, Mehrweg-Produkt, <i>farbig</i> | | |

GREINER-VACUETTEN-System

| | | | |
|------|--|--|--|
| 012b | Blutsenkung, Na-Citrat, BSG, 2 ml, <i>schwarz</i> | | |
| 012c | Blutsenkung, Na-Citrat, BSG, 2.75 ml, <i>schwarz</i> | | |
| 012d | Blutsenkung, BSG Pipette mit Adapter, graduert 200 mm, <i>Glas</i> | | |
| 057 | Sicherheitsblutentnahmeset+Luer Adapter, Schlauchlänge 19cm, 21G, <i>grün</i> (Flügelkanüle) | | |
| 058 | Sicherheitsblutentnahmeset+Luer Adapter, Schlauchlänge 19cm, 23G, <i>h/blau</i> (Flügelkanüle) | | |

24-H-URINSAMMLUNG

| | | | |
|------|---|--|--|
| 020 | Universalflasche 100 ml | | |
| 020b | Urinsammelflasche für Tagesurin 24 h | | |
| 020c | Konservierungsmittel HCL (20 %) Spontanurin | | |
| 020d | Konservierungsmittel HCL (20 %) 24 h Urin | | |

SPEZIALMATERIAL

| | | | |
|------|---|--|--|
| 001 | Versand-Set für Kühltransport | | |
| 002 | Notfall-Kleber | | |
| 063v | QuantiFERON®- TB Gold, Lithium-Heparin (Vacutainer) | | |
| 063m | QuantiFERON®- TB Gold, Lithium-Heparin (Monovetten) | | |
| 064 | Distanzhalter-Set (für Zentrifuge) | | |

S-MONOVETTEN-System

| Art.Nr. | Bezeichnung | Stück | Pack |
|---------|---|-------|------|
| 010m | Serumröhrchen mit Trenngel, 9 ml, <i>braun</i> | | |
| 010bm | Serumröhrchen ohne Trenngel (Nativblut), 9 ml, <i>weiss</i> | | |
| 011m | Na-Citratröhrchen zur Gerinnungsdiagnostik (1:10), 5 ml, <i>grün</i> | | |
| 012bm | Blutsenkung Monovette, 2 ml, <i>lila</i> | | |
| 012cm | Blutsenkung Sedivette, 3.5 ml, <i>lila</i> | | |
| 012dm | Blutsenkungs-Pipette mit Skalierung komplett, <i>transparent</i> | | |
| 013m | EDTA-Röhrchen (Hämat/HbA1c), 2.6 ml, <i>rosa</i> | | |
| 014m | Na-Fluoridröhrchen (Glucose und Lactat), 2.7 ml, <i>gelb</i> | | |
| 016m | Lithium-Heparin, 7.5 ml, <i>orange</i> | | |
| 017m | LH-Trace-Metal Analysis (Spurenelement/Vollblut) 7,5 ml, <i>orange</i> , inkl. Safety-Kanüle für Metallanalytik | | |
| 010km | Kapillarblut Serum-Gel (Microvette), 200µl, <i>braun</i> | | |
| 013km | Kapillarblut EDTA (Microvette), 200µl, <i>rot</i> | | |
| 051m | Kanüle S-Monovette, 20G/0.9 mm, <i>gelb</i> | | |
| 052m | Kanüle S-Monovette, 21G/0.8 mm, <i>grün</i> | | |
| 053m | Kanüle S-Monovette, 22G/0.7 mm, <i>schwarz</i> | | |
| 054m | Multi-Adapter mit LUER-Konus steril, <i>opak</i> | | |
| 057m | Safety-Multifly-Kanüle, 21G/0.8 x 19 mm, <i>grün</i> | | |
| 058m | Safety-Multifly-Kanüle, 23G/0.6 x 19 mm, <i>blau</i> | | |
| 059m | Safety-Multifly-Kanüle, 25G/0.5 x 19 mm, <i>orange</i> | | |

VERSANDMATERIAL

| | | | |
|------|-------------------------------------|--|--|
| 005 | Versandcouvert Post | | |
| 005b | Versandcouvert Kurier | | |
| 021a | Versandröhrchen Serum (4 ml) | | |
| 021b | Versandröhrchen Urin (5 ml) | | |
| 022 | Schutzhüllen Röhrchen | | |
| 023 | Schutzhüllen Postversand (1 Probe) | | |
| 024 | Schutzhüllen Postversand (3 Proben) | | |
| 025 | Schutzhüllen Objektträger | | |

FORMULARE

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 060 | Auftragsformular Allgemein | | |
| 061 | Auftragsformular Allergie | | |
| 065 | Auftragsformular Pränataldiagnostik | | |